




Prüfprotokoll für mamivac® SENSITIVE-C

Seriennummer der Milchpumpe: Seriennummer der Prüfeinheit:

.....

Kaufdatum der Milchpumpe:

..... | |

mamivac® Sensitive-C	REF 284000	Geräteklassifizierung: Klassifiziert nach 93/42/EWG		mamivac® Prüfeinheit REF 2899120
Nennspannung:	12 V DC	Artikel 9, Anhang IX : Klasse IIa / Regel 11		
Stromaufnahme:	1,25 A			
H x B x T (mm):	190 x 112 x 145			
Gewicht:	ca. 790 g			
Vakuum max.:	-33 kPa (±15%)			
Mittleres Vakuum:	Low Flow intermittierendes Absaugen ohne Dauervakuum			

Datum	Vakuum -33 kPa (±15%)		i.O.	Nicht i.O.	Bemerkung	Prüfer
	-15%	+15%				
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa	-38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Bei der Aufbereitung von elektrischen mamivac® Milchpumpen sind die Herstellerrichtlinien zu beachten.
 Weitere wichtige technische Informationen sowie diesen Vordruck erhalten Sie unter www.kaweco.de
Werden erforderliche Werte nicht erreicht, bitte umgehend Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.



KaWeCo GmbH
 Gerlinger Straße 36-38
 71254 Ditzingen, Germany
 Stand 2015-01

Tel.: +49 (0) 71 56/1 76 02-100
 Fax: +49 (0) 71 56/1 76 02-500
 info@kaweco.de
 T1050001

T1050001-2015-01