

TEST SHEET for mamivac® SENSITIVE-C
Rapport de contrôle pour mamivac® SENSITIVE-C
Informe de comprobación para mamivac® SENSITIVE-C

mamivac® Sensitive-C: REF 284000



mamivac® test unit,
 unité de contrôle,
 unidad de comprobación.

REF 2899120



serial number of the breastpump:.....

serial number of the test unit:.....

numéro de série de tire-lait:.....

numéro de série de l'unité de contrôle:.....

número de serie de extractor de leche eléctrico:.....

número de serie de la unidad de comprobación:

Date of purchase, Date d'achat, Fecha de compra | |

Date, Date, Fecha	Indication of test unit, Indication de l'unité de contrôle Indicación de la unidad de comprobación	OK.	Not OK.	Note, Remarque, Comentario	inspector, vérifieur, comprobador
	-33 kPa (±15%) -15% +15% -28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	-28 kPa -38 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

When preparing electric mamivac® breast pumps, the manufacturer's guidelines shall be observed. Additional important technical information and copies of this form can be obtained at www.kaweco.de. Please contact the manufacturer immediately, if the required values are not reached.

Para la puesta a punto de los extractores eléctricos de leche materna mamivac® es imprescindible atenderse a las directivas del fabricante. Para más informaciones técnicas importantes así como el presente formulario, visite www.kaweco.de. En caso de no obtener los valores requeridos, póngase en contacto sin demora con el fabricante.

Lors de la remise en état de service des tire-lait électriques mamivac®, il faut obligatoirement respecter les directives du fabricant. Pour d'autres informations importantes et le présent formulaire, consultez notre site internet www.kaweco.de. Si les valeurs demandées ne sont pas obtenues, mettez-vous immédiatement en contact avec le fabricant.



KaWeCo GmbH
 Gerlinger Straße 36-38
 71254 Ditzingen, Germany
 Stand 2015-01

Tel.: +49 (0) 71 56/1 76 02-100
 Fax: +49 (0) 71 56/1 76 02-500
info@kaweco.de
 T105001-GB-FR-ES-2015-04

T1050001-2015-04