

TEST UNIT for mamivac® SENSITIVE-C + Sensitive-CFH**UNITÉ DE CONTRÔLE pour mamivac® SENSITIVE-C + Sensitive-CFH****UNIDAD DE COMPROBACIÓN para mamivac® SENSITIVE-C + Sensitive-CFH**

serial number of the breastpump:.....

numéro de série de tire-lait:.....

número de serie de extractor de leche eléctrico:.....

Datum, Date, Fecha	Indication of test unit, Indication de l'unité de contrôle, Indicación de la unidad de comprobación	OK.	Not OK.	Test unit, appareil de contrôle, la unidad de compro- bación.	inspector, vérifieur, comprobador,
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	

GB Please observe the manufacturer's instructions when preparing electric mamivac® breast pumps for a reuse with different patients. Additional important technical information and copies of this form are available at www.kaweco.de. **Please contact the manufacturer immediately, if the required values are not reached.**

FR Lors de la remise en état de service des tire-lait électriques mamivac® pour leur usage par une autre utilisatrice, il faut obligatoirement respecter les directives du fabricant. Pour d'autres informations importantes et le présent formulaire, consultez notre site

internet www.kaweco.de. **Si les valeurs demandées ne sont obtenues, mettez-vous immédiatement en contact avec le fabricant.**

ES Para la puesta a punto de los extractores eléctricos de leche materna mamivac® para su uso ulterior por otra paciente, es imprescindible atenerse a las directivas del fabricante. Para más informaciones importantes así como el presente formulario, visite nuestro sitio internet www.kaweco.de. **En caso de no obtener los valores requeridos, póngase en contacto sin demora con el fabricante.**