


Prüfprotokoll für mamivac® SENSITIVE-CFH | Klinikgerät



Seriennummer der Milchpumpe:

Kaufdatum der Milchpumpe: | |

Datum	Bereich [Toleranz +/- 3 kPa]	i.O.	Nicht i.O.	Bemerkung	Nächste Prüfung	mamivac® Prüfeinheit <input type="checkbox"/> REF 289997	Prüfer
	-15 kPa bis -35 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> REF 289997	
	-15 kPa bis -35 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> REF 289997	
	-15 kPa bis -35 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> REF 289997	
	-15 kPa bis -35 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> REF 289997	
	-15 kPa bis -35 kPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> REF 289997	

T1050002-03*10

Bei der Aufbereitung von elektrischen mamivac® Milchpumpen sind die Herstellerrichtlinien zu beachten.
 Weitere wichtige technische Informationen sowie diesen Vordruck erhalten Sie unter www.kaweco.de

Werden erforderliche Werte nicht erreicht, bitte umgehend Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.



KaWeCo GmbH
 Gerlinger Str. 36-38
 D-71254 Ditzingen

Tel: 0 71 56 - 339 01
 Fax: 0 71 56 - 339 11

info@kaweco.de