

TEST UNIT for mamivac® SENSITIVE-C + Sensitive-CFH
UNITÉ DE CONTRÔLE pour mamivac® SENSITIVE-C + Sensitive-CFH
UNIDAD DE COMPROBACIÓN para mamivac® SENSITIVE-C + Sensitive-CFH

serial number of the breastpump:.....
 numéro de série de tire-lait:.....
 número de serie de extractor de leche eléctrico:.....

Datum, Date, Fecha	Indication of test unit, Indication de l'unité de contrôle, Indicación de la unidad de comprobación	OK.	Not OK.	Test unit, appareil de contrôle, la unidad de comprobación.	inspector, vérifieur, comprobador,
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	

GB Please observe the manufacturer's instructions when preparing electric mamivac® breast pumps for a reuse with different patients. Additional important technical information and copies of this form are available at www.kaweco.de. **Please contact the manufacturer immediately, if the required values are not reached.**

FR Lors de la remise en état de service des tire-lait électriques mamivac® pour leur usage par une autre utilisatrice, il faut obligatoirement respecter les directives du fabricant. Pour d'autres informations importantes et le présent formulaire, consultez notre site

internet www.kaweco.de. **Si les valeurs demandées ne sont obtenues, mettez-vous immédiatement en contact avec le fabricant.**

ES Para la puesta a punto de los extractores eléctricos de leche materna mamivac® para su uso ulterior por otra paciente, es imprescindible atenerse a las directivas del fabricante. Para más informaciones importantes así como el presente formulario, visite nuestro sitio internet www.kaweco.de. **En caso de no obtener los valores requeridos, póngase en contacto sin demora con el fabricante.**